

AUTOINYECTOR

¿BOTÓN SUPERIOR?

TAPÓN SUPERIOR Y
PRECISA RETIRAR
ANTES DE USAR

¿PROTECTOR
INFERIOR DE LA
AGUJA?

¿CÓMO SE USA?

Jext®

Instrucciones
Vídeo

NO

AMARILLO

NO

Apoyar la parte
negra en cara lateral
del muslo y
presionar hasta oír
click

Altellus®

Instrucciones
Vídeo

NO

**"AZUL
HACIA EL
CIELO"**

NO

Apoyar la parte
naranja en cara
lateral del muslo y
presionar hasta oír
click
"Naranja al muslo"

Anapen®

Instrucciones
Vídeo

**SÍ, BOTÓN
ROJO**

GRIS

**SÍ,
NEGRO**

Apoyar la parte
hueca y apretar
botón rojo hasta oír
un click

Emerade®

Instrucciones
Vídeo

NO

NO TIENE

**SÍ,
BLANCO**

Apoyar la parte
hueca en la cara
lateral del muslo y
presionar hasta oír
un click