

Normas utilización de la adrenalina (SEICAP)

www.seicap.es



Uso de adrenalina autoinyectable Altellus® o Jext®

- 1- Agarrar la adrenalina como un puñal, con la mano dominante.
- 2 - Quitar la tapa de la parte posterior más ancha (color azul en Altellus nuevo; gris en Altellus antiguo; amarilla en Jext)
- 3- Apoyar la parte estrecha (color negro en Altellus antiguo y en Jext; naranja en Altellus nuevo) en el muslo, donde tenga más masa muscular (incluso a través de la ropa)
- 4- Hacer presión hacia abajo hasta oír un ruido (clic)
(También se puede clavar como si fuera un puñal)
- 5- Mantener unos 10 segundos, retirar y dar masaje en la zona durante 10 segundos

Altellus nuevo



Altellus antiguo



Jext



Puede ver los videos de demostración en:

Emerade: <https://youtu.be/NzyNoUeiu9o>

Altellus: <http://www.youtube.com/watch?v=iRuA9xeIFdRq&feature=related>

Altellus nuevo: <https://www.youtube.com/watch?v=1JndtEff-tw>

Jext: <http://www.jext.co.uk/jext-video-demonstrations.aspx>

Anapen: https://youtu.be/8I-r_ftcUMc